

Kennzeichnung Sterile Verbandstoffe

SÖHNGEN®-Verbandstoffe sind wie folgt gekennzeichnet:



- ① Sterilindikator (gelb = steril)
- ② EO-Gas sterilisiert
- ③ Mengenangabe Inhalt
- ④ ☒ = Einmalgebrauch
- ⑤ Kennziffer Zertifizierungsstelle

unsteriles Produkt
= nur CE-Zeichen

Sterilprodukt
= CE-Zeichen + Kennziffer

- = Herstellung
- ⑥ Herstellungs-Jahr
- ⑦ Herstellungs-Monat
- LOT** = Charge
- ⑧ Chargennummer
- = Haltbarkeit
- ⑨ bei unbeschädigter Verpackung haltbar bis Jahr/Monat



Wichtige Information!

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So ist sichergestellt, daß die Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht sind und keine aufwendigen Überwachungs- und Austauschaktionen erforderlich werden.

Einschlägige Literatur und Normenwerke fassen den Stand der Wissenschaft so zusammen: der Verlust der Sterilität gilt als ereignis- und nicht zeitbezogen. Das heißt konkret: beim Öffnen oder Beschädigen der Verpackung.

Sterilprodukte erfordern stets pflegliche Behandlung und sorgfältige Aufbewahrung. Erste-Hilfe-Behältnisse von SÖHNGEN® sind beispielhaft dafür geeignet.